

mAb SEC USP专论方法在XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱上的稳定性

Hua Yang, Stephan M. Koza, Ying Qing Yu

Waters Corporation

摘要

体积排阻色谱(SEC)已广泛用于基于分子大小的杂质分析。在本应用纪要中,我们展示了基于SEC的mAb分析USP专论方法在使用Waters XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 µm)时可保持稳定。该色谱柱结合了Waters MaxPeak Premier高性能表面(HPS)和BEH颗粒技术的SEC性能优势,可测定单克隆抗体的HMWS、单体和LMWS。使用XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱的USP方法可以作为一个有效起点,开发基于分子大小测量其他单克隆抗体中杂质的方法。

XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 µm)与7.8 × 300 mm色谱柱(填充5 µm颗粒,孔径250 Å的L59 SEC色谱柱,使用USP方法中指定的流动相)相比,获得的结果一致。此外,XBridge色谱柱对于SEC流动相pH和离子强度的变化,以及色谱柱之间的变化均能表现出良好的稳定性。

优势

- 用于mAb大小异构体分析的USP SEC方法在使用Waters XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 µm)时可保持稳定
- Waters XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 µm)是USP列出的L59色谱柱,其定量结果与USP专论中指定用于mAb分析的L59色谱柱结果相当。此外,XBridge色谱柱还大大提高了HMWS和LMWS杂质的分离度

- USP mAb SEC分析在色谱柱之间的重现性得到证明

简介

美国药典(USP)通则<129> (重组治疗性单克隆抗体的分析程序) 中提供了通过体积排阻色谱(SEC)法测定重组治疗性单克隆抗体(mAb)中杂质的步骤¹。该方法使用7.8 × 300 mm SEC色谱柱, 其中填充5 μm颗粒, 孔径250 Å, 用于监测高分子量物质(HMWS)、mAb单体以及低分子量物质(LMWS)。假设有三分之一的mAb (Fab或Fc结构域) 为LMWS²。

沃特世的MaxPeak Premier高性能表面(HPS)技术优势, 与全新基于BEH的颗粒键合技术相结合, 大幅减少了意外的次级离子相互作用和疏水相互作用, 有助于实现可靠的mAb大小异构体SEC分析。

在本应用纪要中, 我们展示了分析USP单克隆IgG标准品的USP方法在使用Waters XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 7.8 × 300 mm)时可保持稳定。此外, 使用XBridge色谱柱与USP方法规定的7.8 × 300 mm SEC色谱柱 (填充5 μm颗粒) 测定目前美国市售的四种单克隆抗体(mAb)生物类似药的HMWS和LMWS, 获得了一致的结果。

实验

样品描述

单克隆IgG系统适应性标准品购自USP。分析的mAb生物类似药为贝伐单抗(Mvasi)、英夫利昔单抗(Avsola)、利妥昔单抗(Ruxience), 及其原研药曲妥珠单抗 (赫赛汀)。

液相色谱条件

液相色谱系统: ACQUITY UPLC H-Class
Bio

检测条件: ACQUITY UPLC TUV检测

器，配备5 mm钛合金流通池，波长：280 nm

样品瓶：聚丙烯12 × 32 mm螺纹颈口样品瓶，带瓶盖和预切割PTFE/硅胶隔垫，容积300 μL，100个/包（部件号：186002639）

色谱柱：XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱，250 Å，2.5 μm，7.8 × 300，配有mAb大小异构体标准品（部件号：176005070）

BioSuite Diol (OH)色谱柱，250 Å，5 μm，7.8 × 300 mm（部件号：186002165）

柱温：室温

样品温度：10 °C

进样体积：5–20 μL

流速：0.5-1 mL/min

流动相A：400 mM磷酸二氢钾

流动相B：400 mM磷酸氢二钾

流动相C：1 M氯化钾

流动相D: 水

缓冲剂传输浓度: 200 mM

梯度表 (Auto·Blend 方法, 使用经验表)

时间(min)	流速(mL/min)	pH	盐(mM)	盐曲线
0.0	0.5	6.2	250	
35.0	0.05	6.2	250	11

通用四元液相色谱系统的等效梯度表如下。

时间(min)	%A	%B	%C	%D
0.0	36.7	13.3	25.0	25.0
35.0	36.7	13.3	25.0	25.0

结果与讨论

A. 使用XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱的USP方法稳定性

如图1所示, 使用XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 μm, 7.8 × 300 mm)分析了USP单克隆IgG。USP方法中使用的流动相是200 mM磷酸钾和250 mM氯化钾, pH 6.2。此外, 还通过改变pH (6.0和6.4) 和离子强度 (200 mM和300 mM氯化钾) 运行了其他四种流动相条件, 研究方法稳定性。

在不同的流动相条件下获得了相似的分离效果 (图1B), 表明在使用同一XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 μm, 7.8 × 300)的情况下, USP方法在测试的pH和离子强度范围内可保持稳定。USP通则<129>中设置的定量标准为, HMWS的峰面积百分比必须在

0.4%–0.67%之间，且LMWS的峰面积百分比不得超过(NMT) 0.2%。如图1B中所示，HMWS在10.7-12.3分钟之间洗脱，LMWS在15.5-16.3分钟之间洗脱。HMWS和LMWS的平均峰面积百分比在所有流动相条件下均符合定量标准，如色谱图中所示(n=2)。




图1.使用XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 μm)在五种流动相条件下分析用于单克隆IgG大小异构体测定的USP专论方法。A. 全尺寸叠加色谱图。B. HMWS和LMWS的放大视图，每张色谱图上显示了平均峰面积百分比(n=2)。

图2显示了填充5 μm颗粒的L59 SEC色谱柱（即用于单克隆IgG大小异构体测定的USP方法色谱柱）在USP指定的流动相下的分析结果。色谱图中显示了HMWS和LMWS的平均峰面积百分比，均符合定量标准(n=2)。




图2.使用填充5 μm 颗粒的USP SEC方法色谱柱在通则<129>中规定的流动相条件（200 mM磷酸钾和250 mM氯化钾，pH 6.2）下分析用于单克隆IgG大小异构体测定的USP专论方法。色谱图中显示了HMWS和LMWS的平均峰面积百分比($n=2$)。插图显示了色谱图的全尺寸视图。

B. 使用USP方法对mAb生物类似药进行杂质分析

使用USP方法在来自不同批次的三根XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 μm)和一根填充5 μm 颗粒的SEC色谱柱上分析USP单克隆IgG和四种美国市售的mAb样品（曲妥珠单抗、英夫利昔单抗、利妥昔单抗、贝伐单抗）（图3-图7）。在分析mAb生物类似药和原研药时，除Premier色谱柱#3外，所有色谱柱的流速均为0.5 mL/min，Premier色谱柱#3的流速为1 mL/min。在大多数色谱柱上均进行了重复进样($n=2$)。误差条指示结果的范围。

使用来自三个批次的XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱（250 Å, 2.5 μm 颗粒）以及上文详述的USP方法推荐色谱柱测定所有五种mAb的HMWS和LMWS，均获得了一致的结果。对于LMWS1，Premier色谱柱#3的结果百分比偏低，原因可能是在较高流速下，单体峰和LMWS1之间的分离度有所降低。然而，在大多数情况下，无论流速高低，所有三根XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 μm)测得的HMWS和LMWS峰面积百分比均非常相似，这表明XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 μm)可用于更高的样品通量。对于测定的所有mAb，LMWS1在USP方法色谱柱上均未充分分离，无法进行可靠的定量。因此，图中不包含它的任何数据。在某些情况下，使用USP方法色谱柱测得的HMWS1峰面积百分比低于XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 μm)，这可能是因为在填充5 μm 颗

粒的USP方法色谱柱上，HMWS1与单体峰之间的分离度较低。




图3.使用来自三个不同批次的XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 μm)和一根填充5 μm颗粒的USP SEC方法色谱柱，在通则<129>中规定的流动相条件下分析USP单克隆IgG大小异构体的结果比较。为了更好地观察结果，图中将LMWS2的峰面积百分比提升至实际值的10倍。




图4.使用来自三个不同批次的XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 μm)和一根填充5 μm颗粒的USP SEC方法色谱柱,在通则<129>中规定的流动相条件下分析贝伐单抗生物类似药的结果比较。除Premier色谱柱#3外,所有色谱柱的流速均为0.5 mL/min, Premier色谱柱#3的流速为1 mL/min。为了更好地观察结果,图中将LMWS2的峰面积百分比提升至实际值的10倍。




图5.使用来自三个不同批次的XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 μm)和一根填充5 μm颗粒的USP SEC方法色谱柱,在通则<129>中规定的流动相条件下分析英夫利昔单抗生物类似药的结果比较。除Premier色谱柱#3外,所有色谱柱的流速均为0.5 mL/min, Premier色谱柱#3的流速为1 mL/min。为了更好地观察结果,图中将HMWS2和LMWS2的峰面积百分比提升至实际值的10倍。




图6.使用来自三个不同批次的XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 μm)和一根填充5 μm颗粒的USP SEC方法色谱柱,在通则<129>中规定的流动相条件下分析利妥昔单抗生物类似药的结果比较。除Premier色谱柱#3外,所有色谱柱的流速均为0.5 mL/min, Premier色谱柱#3的流速为1 mL/min。




图7.使用来自三个不同批次的XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 μm)和一根填充5 μm颗粒的USP SEC方法色谱柱, 在通则<129>中规定的流动相条件下分析曲妥珠单抗的结果比较。除Premier色谱柱#3外, 所有色谱柱的流速均为0.5 mL/min, Premier色谱柱#3的流速为1 mL/min。

结论

用于单克隆抗体HMWS和LMWS测定的USP方法在使用Waters XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 μm)时可保持稳定。使用XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱(250 Å, 2.5 μm)可获得一致的结果, 并且与使用填充5 μm颗粒的USP方法色谱柱获得的结果相当。

因此, 使用XBridge色谱柱的mAb SEC USP专论方法可以作为起点, 开发基于分子大小测定单克隆抗体中杂质的方法。此外, 与USP方法指定的填充5 μm颗粒的SEC色谱柱相比, XBridge色谱柱的样品通量可以达到它的2倍。

参考资料

1. Analytical Procedures for Recombinant Therapeutic Monoclonal Antibodies. USP General Chapter <129>. 2017.
2. Hong P.; Koza S. M.; Fountain K. J. Analysis of Proteins by Size-Exclusion Chromatography Coupled With Mass Spectrometry Under Non-denaturing Conditions. Waters Application Note. 720004254EN. 2012.

特色产品

ACQUITY UPLC H-Class PLUS Bio系统 <<https://www.waters.com/10166246>>

ACQUITY UPLC可变波长紫外检测器 <<https://www.waters.com/514228>>

Empower色谱数据系统 <<https://www.waters.com/10190669>>

XBridge Premier SEC蛋白分析专用柱 <<https://www.waters.com/nextgen/global/products/columns/sec-columns.html>>

720007481ZH, 2021年12月



© 2023 Waters Corporation. All Rights Reserved.

[使用条款](#) [隐私](#) [商标](#) [网站地图](#) [招聘](#) [Cookie](#) [Cookie设置](#)

沪ICP备06003546号-2 京公网安备 31011502007476号